

## Anti-Ctsh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09668

Artikelnummer: CM0026651



### Einführung

Anti-CTSH kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Pro-Cathepsin H ab, eine lysosomale Cysteinprotease, die am Proteinabbau beteiligt ist. Ideal für die Untersuchung der lysosomalen Funktion und Proteaseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CTSH Kaninchen pAb                                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 1512                                                                                                                                                     |
| GenID             | 1512                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-140 von menschlichem CTSH (NP_004381.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                      |
| SWISS             | P09668                                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 37kDa                                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                |