


Anti-Ctss Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25774

Artikelnummer: CM0021035



Einführung

Anti-CTSS Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur MHC-Klasse-II-Antigenpräsentation und Juckreiz-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CTSS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTSS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1520
Gen-ID	1520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 115-331 des menschlichen CTSS (NP_004070.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25774
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel