

Anti-Ctsv (Cathepsin L2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60911

Artikelnummer: CM0026638



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für humanes CTSV (Cathepsin L2). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Hornhautphysiologie und Proteaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTSV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTSU; CATL2; CTSL2; CTSV
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1515
Gen-ID	1515
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 105-334 von humanem CTSV (NP_001324.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60911
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eistasche