

Polyklonaler Anti-Ctu2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q2Vpk5

Artikelnummer: CM0014744

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CTU2 (zytoplasmatisches tRNA-2-Thiolierungsprotein 2), geeignet für Western Blot und ELISA. Bestätigte Reaktivität mit humanen und Rattenproben. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 56 kDa. Ideal für die Erforschung der tRNA-Modifikation und der Translationstreue.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTU2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	348180
GeneID	348180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 186-515 des humanen CTU2 entspricht (NP_001012777.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q2VPK5
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku