

Anti-Cuedc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nwm3

Artikelnummer: CM0023877



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CUEDC1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Erforschung von CUE-Domänen-Proteinen und Proteomik. - Q9NWM3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CUEDC1 Kaninchen pAb
Spezies	Human
GeneID (Human)	404093
GeneID	404093
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 187-386 von humanem CUEDC1 (NP_001258804.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9NWM3
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel