

Anti-Cul4B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13620

Artikelnummer: CM0017218



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CUL4B, validiert für WB und ELISA. Erkennt CUL4B in humanen und murinen Proben. Geeignet für die Forschung zur Ubiquitinierung und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CUL4B-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8450
GeneID	8450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-152 des humanen CUL4B (NP_003579.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13620
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku