

Anti-Cul5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93034

Artikelnummer: CM0029594



Einführung

CUL5 polyklonaler Kaninchen-Antikörper validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erkennt Cullin-5, ein Gerüstprotein in E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexen. Ideal für Studien zu Ubiquitinierung und proteasomalem Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CUL5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8065
GenID	8065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 von menschlichem CUL5 (NP_003469.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93034
Proteinmasse	91 kDa
Versand	Eisbeutel