


Anti-Cullin 1 Kaninchen Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13616

Artikelnummer: CM0023203



Einführung

Hochwertiges kaninchen polyklonales Antikörper gegen humanes Cullin 1. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung im Bereich Ubiquitin-Proteasom und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CUL1, MGC149834, MGC149835, cullin-1, Cullin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	8454 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 435-593 von humanem Cullin 1 (NP_003583.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13616
Proteinmasse	90 kDa
Versand	Eisbeutel