


## Anti-Cullin 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13616

Artikelnummer: CM0020066



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cullin-1 (CUL1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von SCF-Ubiquitin-Ligase-Komplexen im Zellzyklus und in der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cullin 1 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                             |
| GenID             | 8454                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 435-593 von humanem Cullin 1 (NP_003583.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | Q13616                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 90kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |