

Anti-Cullin 3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13618

Artikelnummer: CM0002943



Einführung

Cullin 3 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Q13618), validiert in WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Kerngerüst von Cullin-RING E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexen. Ideal für die Forschung zum Ubiquitinierungsweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8452
Gen-ID	8452
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 669-768 von humanem Cullin 3 (Q13618) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13618
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel