

Anti-Cullin 3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Artikelnummer: CM0013430



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cullin-3 (CUL3), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erforschen Sie Ubiquitin-Proteasom-Wege und Zellzyklus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Spezies	Mensch
Gen-ID	8452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 468-768 von humanem Cullin 3 (NP_003581.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13618
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel