

Anti-Cullin 3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Artikelnummer: CM0020254



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Cullin 3 (CUL-3, PHA2E), validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Erforschung des Ubiquitinierungs- und Proteasomwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 569-768 des menschlichen Cullin 3 (NP_003581.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13618
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel