


Anti-Cullin-4A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13619

Artikelnummer: CM0009111



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cullin-4A (CUL4A), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 88 kDa Protein; geeignet für Ubiquitinierungs- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 4A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8451
GeneID	8451
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 660-759 von humanem Cullin 4A (Q13619)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13619
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel