


Anti-Cullin 4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

Artikelnummer: CM0025738



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Cullin 4A, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten CUL4A, einer Kernkomponente von Cullin-RING-E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexen, die an Protein-Ubiquitinierung und DNA-Reparatur beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CUL4A; Cullin-4A; Cullin 4A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8451
Gen-ID	8451
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-300 von humanem Cullin 4A (NP_001008895.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13619
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eistasche