

Anti-Cux1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P39880 / Q13948

Artikelnummer: CM0023522

Einführung

CUX1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, der mit humanem, murinem und rattem CUX1 reagiert, einem Transkriptionsfaktor, der eine Schlüsselrolle bei der neuronalen Differenzierung und der Kontrolle des Zellzyklus spielt, ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CUX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1523
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-280 von humanem CUX1 (NP_001189472.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P39880/Q13948
Proteinmasse	72-77kDa/147-165kDa
Versand	Eisbeutel