

Anti-Cx3Cl1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O35188

Artikelnummer: CM0008709

Einführung

Anti-CX3CL1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. Zielt auf murines Fractalkine (O35188) ab, ein Chemokin, das an der Immunantwort, Leukozytenadhäsion und Neuroinflammation beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zu Entzündungen und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CX3CL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
Spezies	Maus
Gene-ID (Mensch)	6376
Gene-ID	20312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-337 von murinem CX3CL1 (NP_033168.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O35188
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel