

Anti-Cx3CL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O35188

Artikelnummer: CM0030174

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen Maus-CX3CL1 (Fractalkine) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validiert in Mausproben. Ideal für Studien zur Chemokin-Signalgebung, Entzündung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CX3CL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NTN; NTT; CXC3; CXC3C; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; Fractalkine; Neurotactin
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6376
GenID	20312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-337 von Maus-CX3CL1 (NP_033168.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O35188
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel