

Anti-Cx3Cr1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49238

Artikelnummer: CM0025141



Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen humanes CX3CR1 (Fraktalkin-Rezeptor), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Entzündungen, Immunologie und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CX3CR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	V28; CCRL1; GPR13; CMKDR1; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1524
GenID	1524
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 von humanem CX3CR1 (NP_001328.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49238
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel