


Anti-Cxcl1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12850

Artikelnummer: CM0004573



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CXCL1 für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt Maus CXCL1 mit hoher Spezifität; ideal für Entzündungs- und hämatopoetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
Art	Maus
GeneID (Mensch)	2919
GeneID	14825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 25-96 von Maus CXCL1 (NP_032202.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P12850
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel