

Anti-Cxcl10/Ip-10 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02778

Artikelnummer: CM0011148



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes CXCL10/IP-10, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung der Chemokinsignalübertragung, Entzündung und Immunzellrekrutierung in der Forschung und der Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL10/IP-10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Spezies	Human
GeneID (Human)	3627
GeneID	3627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-98 von humanem CXCL10/IP-10 (NP_001556.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P02778
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche