

Anti-Cxcl10/Ip-10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02778

Artikelnummer: CM0013508



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CXCL10/IP-10 (C-X-C-Motiv-Chemokin 10) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, erkennt ein 11 kDa sekretiertes proinflammatorisches Zytokin, das an der Chemotaxis von Immunzellen und der Virusantwort beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL10/IP-10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3627
GenID	3627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-98 von menschlichem CXCL10/IP-10 (NP_001556.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02778
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel