

Anti-Cxcl10/Ip-10 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02778

Artikelnummer: CM0020465



Einführung

CamelBios CXCL10/IP-10 kaninchen polyklonaler Antikörper (P02778) ist validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Er reagiert mit Mensch und Maus und zielt auf den proinflammatorischen Chemokin ab, der an der Immunzellmigration und der viralen Reaktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL10/IP-10 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3627
GenID	3627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-98 von menschlichem CXCL10/IP-10 (NP_001556.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02778
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel