

Anti-Cxcl11 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14625

Artikelnummer: CM0029098



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes CXCL11 (IP-9/I-TAC). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für Forschung zu Chemokinen und T-Zell-Rekrutierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6373
GenID	6373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-94 von menschlichem CXCL11 (NP_005400.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O14625
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel