


Anti-Cxcl12 Polyklonaler Antikörper Für Wb - P48061

Artikelnummer: CM0023559



Einführung

Hochaffiner polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CXCL12, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA, geeignet für Chemokin-Signalübertragung, Krebs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL12 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6387
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-93 des humanen CXCL12 (NP_000600.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48061
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel