


Anti-Cxcl12/Sdf-1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48061

Artikelnummer: CM0014845



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CXCL12/SDF-1 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Chemotaxis-, Krebs- und Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6387
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-93 von humanem CXCL12 (NP_000600.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48061
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel