

Anti-Cxcl2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P19875

Artikelnummer: CM0012968



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CXCL2 (GRO-beta). Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Ratte. Ideal für Entzündungs- und Chemokinforschung. SWISS: P19875.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRO2, GROb, MIP2, MIP2A, SCYB2, MGSA-b, MIP-2a, CINC-2a, CXCL2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-107 von menschlichem CXCL2 (NP_002080.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P19875
Proteingewicht	~11 kDa
Versand	Eisbeutel