


Anti-Cxcl4/Pf4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02776

Artikelnummer: CM0005053



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CXCL4/PF4, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Chemokinsignalwegen und Thrombozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL4/PF4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5196
GenID	5196
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-101 von humanem CXCL4/CXCL4/PF4 (P02776) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02776
Proteinmasse	11kDa
Versand	Eispackung