


Anti-Cxcl4/Pf4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P02776

Artikelnummer: CM0021504



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CXCL4/PF4, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Chemokinen, Entzündungen und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL4/PF4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5196
GeneID	5196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-101 des humanen CXCL4/PF4 (NP_002610.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02776
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku