

Anti-Cxcl6 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - P80162

Artikelnummer: CM0022319



Einführung

CXCL6 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem CXCL6/GCP-2 und ermöglicht Chemokin-Forschung sowie die Entwicklung von IVD-Assays in Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GCP2; CKA-3; GCP-2; SCYB6; CXCL6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6372
GenID	6372
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 38-114 von menschlichem CXCL6 (NP_002984.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P80162
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel