

Anti-Cxcl9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q07325

Artikelnummer: CM0020852

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes CXCL9 (MIG), erzeugt in Kaninchen. Geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt das 14kDa Chemokin, das an der T-Zell-Migration und der Entzündungsreaktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Spezies	Mensch
Gen-ID	4283
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50 bis zum C-Terminus von humanem CXCL9 (NP_002407.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q07325
Proteingewicht	14kDa
Versand	Kühlakkutasche