

Anti-Cxcl9/Mig Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q07325

Artikelnummer: CM0010867

Einführung

Hochwertiger Anti-CXCL9/MIG Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Spezifisch für humanes CXCL9, ein Chemokin, das T-Zellmigration über CXCR3 steuert. Ideal für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCL9/MIG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4283
Gen-ID	4283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-125 von humanem CXCL9/MIG (NP_002407.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q07325
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eispackung