

Anti-Cxcr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25024

Artikelnummer: CM0023470



Einführung

Hochwertiger CXCR1-Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist der IL-8-Rezeptor, der die Neutrophilen-Chemotaxis vermittelt. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3577
GeneID	3577
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem CXCR1 entspricht (NP_000625.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25024
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel