


Anti-Cxcr3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49682

Artikelnummer: CM0003097



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CXCR3 (CD183) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung von Chemokin-Signalwegen, der Migration von Immunzellen und der Angiogenese in der Krebs- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2833
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem CXCR3 (P49682) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49682
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel