


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Cxcr3-Antikörper Für Wb, Elisa - P49682

Artikelnummer: CM0017784



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CXCR3 (CD183), einen Chemokinrezeptor, der am Transport von Immunzellen und an der Angiogenese beteiligt ist. Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und Rattenproteinen. Ideal für die immunologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2833
GenID	2833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-53 des humanen CXCR3 (NP_001136269.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P49682
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku