

Anti-Cxcr4 Kaninchen Monoklonaler Anter Für Wb, Elisa - P61073

Artikelnummer: CM0002616



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CXCR4 (C-X-C-Chemokin-Rezeptor Typ 4, CD184) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. CXCR4 ist ein GPCR, der an der Chemokin-Signalübertragung, dem HIV-Eintritt, der Zellmigration und Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPYY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7852
Gen-ID	7852
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 253-352 von humanem CXCR4 (P61073) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61073
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel