

Anti-Cxcr5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P32302

Artikelnummer: CM0007938

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches CXCR5 (BLR1/CD185) gerichtet ist und für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an B-Zell-Migration und Lymphomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	643
GenID	643
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 273-372 von menschlichem CXCR5 (P32302) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32302
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel