

Anti-Cxcr6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000574

Artikelnummer: CM0023868

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen CXCR6-Chemokinrezeptor, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der HIV/SIV-Korezeptorfunktion und des Immunzell-Transports in lymphatischen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXCR6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-100 des humanen CXCR6 (NP_006555.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00574
Proteingewicht	39KDa
Versand	Eistasche