


Anti-Cxxc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9P0U4

Artikelnummer: CM0013603



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CXXC1 (CFP1/CpG-bindendes Protein) für WB, IHC-P, IP und ELISA. Validiert für humane und murine Proben; unverzichtbar für Forschung zur Transkriptionsregulation und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXXC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CFP1; CGBP; SPP1; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPC1; HsT2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	30827
GeneID	30827
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des humanen CXXC1 (NP_001095124.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P0U4
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel