


Anti-Cxxc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

Artikelnummer: CM0025230



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CXXC1 (CpG-bindendes Protein), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für den Nachweis von Kernproteinen in Chromatinstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CXXC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	30827
GenID	30827
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 401-660 des menschlichen CXXC1 (NP_001095124.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P0U4
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel