


Anti-Cyb5A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc Und Elisa - P00167

Artikelnummer: CM0025153



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CYB5A, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Hergestellt gegen die N-terminale Region von menschlichem CYB5A (NP_683725.1). Ideal für die Untersuchung der Cytochrom b5-Elektronentransport- und Membranoxygenase-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYB5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1528
Gen-ID	1528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von menschlichem CYB5A (NP_683725.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00167
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel