


Anti-Cyb5B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43169

Artikelnummer: CM0014307



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CYB5B (OMB5), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Forschung zum mitochondrialen Elektronentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYB5B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80777
GenID	80777
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 16-150 von menschlichem CYB5B (NP_085056.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43169
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Kühlversand mit Eisbeutel