

## Anti-Cyb5R1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq9

Artikelnummer: CM0019929

### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CYB5R1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung der NADH-Cytochrom-b5-Reduktase-Funktion und des Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CYB5R1 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 51706 (Mensch)                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-305 von humanem CYB5R1 (NP_057327.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                 |
| SWISS             | Q9UHQ9                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 34kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |