


## Anti-Cyb5R3 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00387

Artikelnummer: CM0002524



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CYB5R3 (NADH-Cytochrom b5 Reduktase 3) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen und Ratten-Proben. Nützlich für die Untersuchung des Elektronentransports und des Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CYB5R3 Kaninchen mAb                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | B5R; DIA1; CYB5R3                                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 1727                                                                                                                                       |
| GenID             | 1727                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CYB5R3 (P00387) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | P00387                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 34kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                  |