


Anti-Cyb5R3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00387

Artikelnummer: CM0030602



Einführung

CYB5R3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Essentiell für die Erforschung der Cytochrom b5 Reduktion, des Lipidstoffwechsels und der Biologie roter Blutkörperchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYB5R3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Spezies	Mensch
GenID	1727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 125-334 von humanem CYB5R3 (NP_001165131.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00387
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel