


Anti-Cybrd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53Tn4

Artikelnummer: CM0021951



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen CYBRD1, validiert für WB und ELISA mit humanen Proben. Ideal für die Eisenabsorption und Ferrireduktase-Forschung. Enthält Kernspezifikationen und technische Tipps.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYBRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCYTB; FRRS3; CYB561A2; CYBRD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79901
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 215-286 von humanem CYBRD1 (NP_079119.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q53TN4
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel