


Anti-Cyc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08574

Artikelnummer: CM0015153



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CYC1, eine katalytische Kernuntereinheit des Komplexes III in der mitochondrialen Atmungskette. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Reaktivität in menschlichen, murinen und Ratten-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UQCR4; MC3DN6; CYC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1537
GenID	1537
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 85-291 von humanem CYC1 (NP_001907.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08574
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel