

Anti-Cyclin A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78396

Artikelnummer: CM0017501

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Cyclin A1 gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Keimbahn-Meiose und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT146; Cyclin A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8900
GenID	8900
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem CCNA1 (NP_001104515.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P78396
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel