


Anti-Cyclin A1/A2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P20248 / P78396

Artikelnummer: CM0007835



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Cyclin A1/A2, validiert für WB, IP und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Nützlich für Zellzyklus- und Krebsforschung. P20248 / P78396.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin A1/A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCN1; CCNA; CT146; Cyclin A1/A2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	890/8900
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 250-465 von humanem Cyclin A1/A2 (P20248) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P20248/P78396
Proteingewicht	49 kDa/52 kDa
Versand	Eisbeutel