


Anti-Cyclin B1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14635

Artikelnummer: CM0021183



Einführung

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen menschliches Cyclin B1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CCNB1, einen zentralen Zellzyklusregulator. Geeignet für Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCNB; Cyclin B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	891
GenID	891
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 334-433 von menschlichem Cyclin B1 (NP_114172.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14635
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel