

Anti-Cyclin B2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95067

Artikelnummer: CM0020042

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cyclin B2 (G2/mitose-spezifisches Cyclin-B2). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Zellzyklus- und Mitoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Cyclin B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HsT17299; Cyclin B2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9133
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem Cyclin B2 (NP_004692.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95067
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel